

## Nettoyant résine



Supprime les impuretés accumulées dans les résines de l'appareil et augmente la durée de vie du lit de résine. Très simple à utiliser, il vous suffit de verser le contenu du flacon dans le bac à sel de l'appareil ou dans le puits à saumure quand le niveau de sel est bas et de lancer immédiatement un régénération manuelle. Dosage : 1/2 flacon pour le NSC 9L, NSC 14L, NSC 17L ; 1 flacon à partir du NSC 22L

Cont. : 500 ml

Prix catalogue  
À partir de  
**17,05€ HT**



SCANNEZ-MOI